


Anticorpo Policlonale Anti-Apolipoproteina D (Apod) Per Ihc-P Ed Elisa - P05090

Numero articolo: CM0019262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Apolipoproteina D umana (APOD), validato per IHC-P ed ELISA. Indicato per la ricerca sul trasporto lipidico, sul metabolismo delle lipoproteine e sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	APOD Rabbit pAb
Note/alias	APOD
Specie	Umana
GeneID (umana)	347
GeneID	347
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-189 dell'APOD umano (NP_001638.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P05090
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante