


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Apolipoproteina E (ApoE) Per Wb - P08226

Numero articolo: CM0030477



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Apolipoproteina E (ApoE) del topo. Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ApoE Rabbit pAb
Note/Alias	Apo-E
Specie	Topo
GeneID (Umano)	348
GeneID	11816
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-200 di ApoE del topo (NP_033826.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P08226
Peso Proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio