

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Apolipoproteina M (ApoM) Per Elisa, If/Icc - O95445

Numero articolo: CM0011080



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Apolipoproteina M (ApoM) di alta qualità validato per ELISA, IF/ICC e IF-P. Riconosce l'ApoM umana, una proteina di trasporto dei lipidi secreta; ideale per la ricerca cardiovascolare e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ApoM mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
Specie	Umano
Gene ID	55937
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'ApoM umana (O95445)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O95445
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio