

Anticorpo Policlonale Anti-Apom Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95445

Numero articolo: CM0026531



introduzione

pAb di coniglio anti-ApoM validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce l'ApoM umana, murina e del ratto. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 22-188 dell'ApoM umana. Adatto per la ricerca sul trasporto dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	pAp di coniglio ApoM
Osservazioni/Alias	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
Specie	Umano
GenelD (Umano)	55937
GenelD	55937
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-188 dell'ApoM umana (NP_061974.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95445
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio