

Anti-App (Proteina Precursore Del Beta-Amiloide) Anticorpo Monoclonale Coniglio [Ko Validato] Per Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P05067

Numero articolo: CM0003246



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO che si targeting dell'APP umano (aa 671-770). Validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] APP Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
Specie	Umano
GenelD (Umano)	351
GenelD	351
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 671-770 dell'APP umano (P05067).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05067
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio