

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-App Per Wb, If/Icc, Elisa - P05067

Numero articolo: CM0017078



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina precursore dell'amiloide-beta (APP) umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione su campioni umani, di topo e ratto. SWISS: P05067.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APP Rabbit pAb
Note/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
Specie	Uomo, Topo, Ratto
GeneID (Uomo)	351
GeneID	351
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'APP umano (NP_000475.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05067
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio