

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-App (Validato Ko) Per Wb, Elisa - P05067

Numero articolo: CM0023697



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro APP umana, validato KO per applicazioni Western blot e ELISA. Riconosce APP a lunghezza intera e frammenti beta-amiloide. Ideale per la ricerca neuroscientifica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] APP pAb coniglio
Osservazioni/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alfa-sAPP; PP
Specie	Umano
GeneID	351
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Aβ42 umana (NP_000475.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05067
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio