

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Appbp2 Per Wb, Elisa - Q92624

Numero articolo: CM0022566



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-APPBP2 validato per WB e ELISA in uomo, topo, ratto. Bersaglia la proteina legante la proteina amiloide 2, un componente chiave di riconoscimento del substrato di Cul2 nell'ubiquitinazione delle proteine. Ideale per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APPBP2 Rabbit pAb
Note / Alias	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10513
GeneID	10513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 386-585 di APPBP2 umana (NP_006371.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92624
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio