


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Appl1 Per Wb, Elisa - Q9Ukg1

Numero articolo: CM0011206



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio APPL1 convalidato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Mira alla proteina adattatrice multifunzionale APPL1 coinvolta nella segnalazione cellulare e nella risposta immunitaria. Ideale per la ricerca sul traffico endosomiale e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio APPL1
Note/Alias	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26060
ID Gene	26060
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di APPL11 umano (Q9UKG1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKG1
Peso Proteico	80 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio