


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-APPL1 Per Wb, Elisa - Q9Ukg1

Numero articolo: CM0030478



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio APPL1 per Western blot e ELISA, cross-reagisce con APPL1 umano, murino e ratto. Ideale per investigare la proliferazione cellulare, il metabolismo e la segnalazione dell'insulina. Proteina da 80 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APPL1 Coniglio pAb
Note/Alias	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26060
GeneID	26060
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-210 dell'APPL1 umano (NP_036228.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Umano, Mouse, Ratto	
SWISS	Q9UKG1
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio