


Anticorpo Monoclonale Anti-APRT Di Coniglio (Convalidato Kd) Per Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Numero articolo: CM0010181



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro APRT umano, convalidato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Mira all'adenina fosforibosiltransferasi, un enzima chiave nel recupero delle purine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] APRT mAb di Coniglio
Note/Alias	AMP; APRTD
Specie	Umano
GeneID (umano)	353
GeneID	353
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di APRT umano (NP_000476.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07741
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio