


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aprt Per Wb Ed Elisa - P07741

Numero articolo: CM0025922



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato mirato all'APRT umana (adenina fosforibosiltransferasi). Adatto per WB ed ELISA; cross-reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APRT Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AMP; APRTD; APRT
Specie	Umano
GeneID	353
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 dell'APRT umana (NP_000476.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P07741
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio