


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aprt Per Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Numero articolo: CM0017382



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro APRT umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce APRT (20 kDa) umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul pathway di recupero dell'AMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APRT Rabbit pAb
Note/Alias	AMP, APRTD, APRT
Specie	Umano
ID Gene	353
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di APRT umano (NP_000476.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07741
Peso Proteico	20 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio