

Anticorpo Policlonale Anti-Aptx Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z2E3

Numero articolo: CM0029334



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-APT_X validato per applicazioni Western blot, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce specificamente con l'apratassina umana (PM 41 kDa). Ideale per studi sulla riparazione del DNA, riparazione di basi excisionate e malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APT _X Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AOA; AOA1; AXA1; EAOH; EOAHA; FHA-HIT; APT _X
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	54840
GeneID	54840
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 93-342 di APT _X umana (NP_001182178.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q7Z2E3
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio