

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aqp3 Per Wb, If-P, Elisa - Q92482

Numero articolo: CM0029804

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'AQP3 umano, validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Mira all'aquaporina-3, fondamentale per il trasporto di glicerolo, acqua e H₂O₂ nella ricerca epiteliale e cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AQP3 Rabbit pAb
Note/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	360
GeneID	360
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 178-292 dell'AQP3 umano (NP_004916.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92482
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio