


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Aqp5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Numero articolo: CM0007557



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AQP5 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto idrico, della funzione delle ghiandole salivari e dell'idratazione della pelle. PM 28 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AQP5 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	362
GeneID	362
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 165-265 dell'AQP5 umano (NP_001642.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55064
Peso Proteico	28 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio