


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aqp5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55064

Numero articolo: CM0025545



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Aquaporina-5 (AQP5), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio dei canali dell'acqua nella funzione della ghiandola salivare, nella diminuzione del volume regolatorio e nella biologia delle ghiandole sudoripare eccrine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | AQP5 Rabbit pAb                                                                         |
| Note/Alias            | PPKB; AQP-5; AQP5                                                                       |
| Specie                | Umano                                                                                   |
| ID Gene               | 362                                                                                     |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 166-265 dell'AQP5 umano (NP_001642.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                   |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                       |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                      |
| SWISS                 | P55064                                                                                  |
| Peso Proteico         | 28kDa                                                                                   |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                   |