

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aqp9 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43315

Numero articolo: CM0025049

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AQP9 umano, convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Per la ricerca sul trasporto di glicerolo/acqua, la gluconeogenesi epatica e la tossicità da arsenico. - O43315

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AQP9 Rabbit pAb
Note/Alias	SSC1, AQP-9, T17287, HsT17287, AQP9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	366
GeneID	366
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 211-295 dell'AQP9 umano (NP_066190.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O43315
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio