

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acquaporina-1 (Aqp1) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29972

Numero articolo: CM0012288



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro l'Acquaporina-1 umana (AQP1). Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA; rileva l'AQP1 endogena in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sull'omeostasi dell'acqua e sul trasporto di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Acquaporina-1 (AQP1)
Note/alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Acquaporina-1 (AQP1)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	358
GeneID	358
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P29972
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante