


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acquaporina-1 (Aqp1) Per Wb, If, Ihc, Elisa - P29972

Numero articolo: CM0021322



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'Acquaporina-1 umana (AQP1), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sui canali dell'acqua e sul trasporto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Aquaporin-1 (AQP1) Rabbit pAb
Note/Alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporin-1 (AQP1)
Specie	Umana
GeneID (umana)	358
GeneID	358
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-269 dell'Acquaporina-1 umana (AQP1) (NP_932766.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P29972
Peso della proteina	29kDa
Spedizione	Borsa refrigerante