

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aquaporin-10 (Aqp10) Per Wb E Elisa - Q96Ps8

Numero articolo: CM0029817



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'Aquaporin-10 (AQP10) umana. Validato per WB e ELISA, reagisce con umano e topo. Rileva una banda di ~32 kDa; adatto per la ricerca sul trasporto del glicerolo e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	AQP10 Rabbit pAb
Note/Alias	AQPA_HUMAN; AQP10
Specie	Umano
GeneID (umano)	89872
GeneID	89872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 209-301 dell'AQP10 umana (NP_536354.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q96PS8
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio