

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aquaporina-3 (Aqp3) Per Ihc-P, Elisa - Q92482

Numero articolo: CM0026505

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Aquaporina-3 (AQP3) umana, validato per IHC-P ed ELISA. Rileva una proteina glicosilata di 32 kDa coinvolta nel trasporto di glicerolo/acqua; adatto per la ricerca di biomarcatori nella pelle e nel rene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AQP3 Rabbit pAb
Note/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	360
GeneID	360
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 193-292 di AQP3 umana (NP_004916.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q92482
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio