

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aquaporina-4 (Aqp4) Per Wb - P55087

Numero articolo: CM0002138



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-Aquaporina-4 (AQP4) per WB, IF-F, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare l'omeostasi dell'acqua cerebrale, il trasporto glinfatico e la clearance dell'amiloide-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Aquaporina-4 (AQP4)
Note/Alias	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporina-4 (AQP4)
Specie	Umano
GeneID (umano)	361
GeneID	361
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 256-323 dell'Aquaporina-4 (AQP4) umana (NP_001641.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55087
Peso proteico	32KDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio