

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aquaporina-4 (Aqp4) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P55087

Numero articolo: CM0027664



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Aquaporina-4 (AQP4) umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Mira a un canale dell'acqua cerebrale chiave coinvolto nel clearance glinfatico e nell'omeostasi dell'acqua nel cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Aquaporina-4 (AQP4)
Osservazioni/Alias	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporina-4 (AQP4)
Specie	Umano
GeneID (umano)	361
GeneID	361
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 256-323 dell'Aquaporina-4 (AQP4) umana (NP_001641.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55087
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio