

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acquaporina-8 (Aqp8) Per Wb, If/Icc, Elisa - O94778

Numero articolo: CM0028816

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-AQP8 validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio del trasporto di acqua e perossido di idrogeno da parte dell'acquaporina-8, della secrezione biliare e della funzione mitocondriale. Peso molecolare previsto ~27 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AQP8 Rabbit pAb
Note/Alias	AQP-8; AQP8
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	343
ID gene	343
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'AQP8 umano (NP_001160.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O94778
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio