

Anticorpo Policlonale Anti-Araf Per Wb, If/Icc, Elisa - P10398

Numero articolo: CM0018735



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ARAF umano, validato in WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per rilevare ARAF in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione mitogenica e sulla differenziazione miogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARAF Rabbit pAb
Note/Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	369
GeneID	369
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 371-606 dell'ARAF umano (NP_001645.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10398
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca refrigerante