

Anticorpo Policlonale Anti-Arap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96P48

Numero articolo: CM0015887



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ARAP1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Rileva ARAP1 di topo e ratto. Adatto per studi sul citoscheletro di actina e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARAP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CENTD2; cnt-d2; ARAP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	116985
ID Gene	116985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 834-1133 di ARAP1 umano (NP_001128662.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96P48
Peso Proteico	162kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio