

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arc (Harc/Arg3.1) Per Wb, Elisa - Q7Lc44

Numero articolo: CM0030389



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità contro ARC/Arg3.1 umano, validato per WB e ELISA. Rileva ARC umano e murino; ideale per ricerche sulla plasticità sinaptica e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ARC Rabbit pAb
Note / Alias	hArc; Arg3.1; ARC
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23237
GeneID	23237
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di ARC umano (NP_056008.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q7LC44
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Ghiaccio secco