

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arcn1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P48444

Numero articolo: CM0024374

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità delta del coatomer (ARC1) per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Convalidato in uomo, topo, ratto. Parte del complesso del coatomer coinvolto nel trasporto dal Golgi al RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARC1 Rabbit pAb
Note/Alias	COPD; SSMG; SRMMD; ARC1
Specie	Umana
GenelD (umano)	372
GenelD	372
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 212-511 dell'ARC1 umano (NP_001646.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48444
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio