


Anticorpo Policlonale Anti-Arf1 Per Wb, Elisa - P84077

Numero articolo: CM0028731



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di ADP-ribosilazione umano 1 (ARF1, P84077). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi sul traffico del Golgi, plasticità sinaptica e interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PVNH8; ARF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	375
GeneID	375
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-181 dell'ARF1 umano (P84077).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P84077
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio