


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Arf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P84077

Numero articolo: CM0008017



introduzione

ARF1 Rabbit mAb per Western blot, IF/ICC, ELISA. Convalidato in uomo, topo, ratto. Bersaglia il fattore 1 di ADP-ribosilazione, una piccola GTPasi fondamentale per il trafficking proteico e la funzione del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARF1 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	PVNH8; ARF1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	375
ID gene	375
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 dell'ARF1 umano (P84077).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P84077
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio