

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arf12 (Arf12 Di Oryza Sativa) - Arf12

Numero articolo: CM0018999

introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-ARF12 rileva ARF12 di Oryza sativa (Q0J951, 91kDa). Adatto per WB ed ELISA. Validato in riso, questo pAb è ideale per la ricerca vegetale e gli studi sulla segnalazione dell'auxina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio ARF12
Note/Alias	ARF8; ARF12; OsARF8; OsJ_16583
Specie	Oryza sativa
ID Gene	4337363
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 710-818 di ARF12 di Oryza sativa. (Q0J951)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Oryza sativa
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio