


Anticorpo Policlonale Anti-Arf4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P18085

Numero articolo: CM0028620



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ARF4 umana (fattore di ADP-ribosilazione 4) convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Uso nella ricerca sul traffico Golgi e sulla ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARF4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ARF2; ARF4
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	378
ID genico	378
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 dell'ARF4 umana (NP_001651.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18085
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio