

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arf5 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - P84085

Numero articolo: CM0024118



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARF5, validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per lo studio del fattore di ADP-ribosilazione 5 nel traffico del Golgi, nella segnalazione di mTORC1 e nel controllo di qualità lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] ARF5 Rabbit pAb
Note/Alias	ARF5; F5
Specie	Umano
GeneID (umano)	381
GeneID	381
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di ARF5 umano (NP_001653.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P84085
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio