

Anticorpo Monoclonale Anti-Arf5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P84085

Numero articolo: CM0010122



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ARF5 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Adatto per lo studio del traffico nel Golgi e delle vie di segnalazione mTOR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ARF5
Note/Alias	ARF5; fattore 5 di ADP-ribosilazione
Specie	Umano
ID del gene (umano)	381
ID del gene	381
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 81-180 di ARF5 umano (P84085).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P84085
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante