


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arf5 Per Wb, Elisa - P84085

Numero articolo: CM0028662



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'ARF5 umano. Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva l'ARF5 endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sul traffico del Golgi, sulla segnalazione mTORC1 e sul controllo di qualità dei lisosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARF5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARF5
Specie	Umano
GeneID	381
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 dell'ARF5 umano (NP_001653.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P84085
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio