

Anticorpo Monoclonale Anti-Arf6 Per Wb, Elisa - P62330

Numero articolo: CM0003153



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ARF6 validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della GTPasi ARF6 nel riciclo endocitico, nella dinamica del citoscheletro e nello sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio ARF6
Note/Alias	ARF6; Fattore di ADP-ribosilazione 6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	382
GeneID	382
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 76-175 di ARF6 umano (P62330).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62330
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio