

Anticorpo Policlonale Anti-Arf6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62330

Numero articolo: CM0014576



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ARF6 umano (P62330), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce l'ARF6 umano, di topo e di ratto; adatto per studiare il traffico di membrana e la dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ARF6 Rabbit pAb
Note/Alias	ARF6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	382
ID Gene	382
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 dell'ARF6 umano (NP_001654.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62330
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio