

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arfgap1 Per Wb, Elisa - Q8N6T3

Numero articolo: CM0026369



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ARFGAP1 di alta qualità validato per Western blot e ELISA. Rileva ARFGAP1 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sul traffico di membrana e sulla dinamica dell'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARFGAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARF1GAP; HRIHFB2281; ARFGAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55738
GeneID	55738
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dell'ARFGAP1 umano (NP_001268411.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8N6T3
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio