


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arfgap2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6H7

Numero articolo: CM0023487



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARFGAP2, una proteina attivatrice della GTPasi per ARF1 implicata nel trasporto ER-Golgi. Validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARFGAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	IRZ; ZFP289; ZNF289; NBLA10535; ARFGAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84364
GeneID	84364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 242-521 di ARFGAP2 umano (NP_115765.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6H7
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio