


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arfgef1 Per Wb, Elisa - Q9Y6D6

Numero articolo: CM0019333



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-ARFGEF1 rileva l'ARFGEF1 umano (BIG1), un fattore di scambio nucleotidico guaninico associato all'apparato di Golgi di 209 kDa. Adatto per applicazioni di WB ed ELISA nella ricerca sul traffico vescicolare, ideale per studiare la struttura del Golgi, la polarità cellulare e la maturazione dell'integrina in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARFGEF1 Rabbit pAb
Note/Alias	BIG1; P200; DEDISB; ARFGEF1; ARFGEF1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10565
GenelD	10565
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-420 dell'ARFGEF1 umano (NP_006412.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y6D6
Peso Proteico	209kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio