

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Arfrp1 / Arp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13795

Numero articolo: CM0002588

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce l'ARFRP1/ARP umano (Q13795) per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare il traffico del Golgi e il metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ARFRP1 / ARP mAb di coniglio
Note/Alias	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1 / ARP
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10139
GenelD	10139
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 102-201 dell'ARFRP1 / ARP umano (Q13795)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13795
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio