

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arfrp1 Per Wb E Elisa - Q13795

Numero articolo: CM0017599

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ARFRP1 per Western blot e ELISA. Riconosce ARFRP1 umano, murino e ratto, una GTPasi del trans-Golgi che regola l'orientamento delle proteine e la lipidazione delle lipoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARFRP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10139
GenelD	10139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-201 dell'ARFRP1 umano (NP_001254476.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13795
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio