


Anti-Arginasi 1 (Arg1) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P05089

Numero articolo: CM0019168



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'Arginasi 1 (ARG1) umana, validato per Western blot, immunofluorescenza/immunoperossidasi ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Adatto per lo studio del ciclo dell'urea e della regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Arginasi 1 (ARG1) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARG1; arginasi-1; Arginasi 1 (ARG1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	383
GeneID	383
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-322 dell'Arginasi 1 (ARG1) umana (NP_000036.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05089
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio