

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arginasi-1 Per Wb, If-P, Elisa - Q61176

Numero articolo: CM0019598

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'Arginasi-1 (Arg-1) di topo, convalidato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per studi sul ciclo dell'urea, la polarizzazione dei macrofagi e l'evasione immunitaria tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Arginasi-1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AI; PGIF; Arg-1; Arginasi-1
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	383
GeneID (Topo)	11846
Immunogeno	Proteina ricombinante di Arginasi-1 di topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q61176
Peso proteico	34KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio