


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Arginasi 2 (Arg2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78540

Numero articolo: CM0003955



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro l'Arginasi 2 umana (ARG2), validato per WB, IHC-P, ELISA. Mira all'arginasi-2 mitocondriale, un regolatore chiave del metabolismo dell'arginina, della risposta immunitaria e della funzione endoteliale. Ideale per la ricerca in immunologia e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Arginasi 2 (ARG2) mAb Coniglio
Note/Alias	ARG2; arginasi 2; Arginasi 2 (ARG2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	384
GeneID	384
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 255-354 dell'Arginasi 2 umana (ARG2) (P78540)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78540
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio