

Anti-Argonaute-2 (Eif2C2) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Numero articolo: CM0030687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'Argonaute-2 umano (AGO2/EIF2C2). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'RNAi e sul gene silencing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Argonaute-2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27161
Gene ID	27161
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 47-115 dell'Argonaute-2 umano (NP_036286.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKV8
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio