

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Argonaute-2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Numero articolo: CM0002445



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato all'Argonaute-2 umano (Ago2). Validato per Western blot, immunohistochemistry e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi su RNAi e espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Argonaute-2 Coniglio mAb
Note/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Ago 2; Argonaute-2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27161
Gene ID	27161
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKV8
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio