

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Argonaute-2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Numero articolo: CM0004710



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Argonaute-2 validato KD per Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'interferenza RNA e sul silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] Argonaute-2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27161
GeneID	27161
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 101-200 dell'Argonaute-2 umano (NP_036286.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKV8
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio