

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Argonaute-2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Numero articolo: CM0030556



introduzione

L'anticorpo policlonale (pAb) coniglio anti-Argonaute-2 validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Argonaute-2 è un componente centrale del RISC che media il silenziamento genico guidato da miRNA/siRNA per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Argonaute-2 pAb coniglio
Note/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	27161
GeneID	27161
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Argonaute-2 umano (NP_036286.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKV8
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio